


KIT CHIRURGICO UNIVERSALE RealGUIDE 3DIEMME elenco driver per impianti disponibili e relativi impianti compatibili (*boccola RealGUIDE / 3DM00604CAD1.10)		
NOME CONNESSIONE	IMPIANTI COMPATIBILI	CODICE MONTATORE
Astra TX (3.5/4 mm - Aqua)	OsseoSpeed TX (3.5/4 mm)	3DM00606AST
BioHorizons 3.00 mm	BioHorizons 3.00 mm	3DM00606BIO30
Dentium Implantium	Dentium Implantium 4.0/ 4.5/ 5.0 mm Osstem Regular Platform Shinhung Regular Platform	3DM00606DENT
Esagono Esterno 4.1 mm	Sweden & Martina Outlink 2 piattaforma 4 mm BTK Esagono Esterno 4 mm Nobel Branemark RP 3i Esagono Esterno piattaforma 4 mm Southern Implants esagono esterno piatt. 4 mm Isomed esagono esterno piatt. 4 mm Bioimplant Plus (3.25/ 3.75/ 4 mm) Leader esagono esterno piatt. 4 mm OXY Implant esagono esterno piatt. 4 mm Phibo BNT S3/S4 iMAX3 Esagono esterno piatt. 4 mm Zimmer p-i hex ext 4.1 mm Leader Medica Top Implant Hex ext 4.1 mm WinSix TTx piatt. 4mm	3DM00606EEXT
Esagono Interno 4.1 mm	3i Certain 4.1 mm	3DM00606EINT
Tekka In-kone 3,5mm	Tekka In-kone 3,5mm	3DM00606INK
Locator	Locator	3DM00606LOC
Megagen AnyOne	Megagen AnyOne	3DM00606MEGAO
Megagen Ridge	Megagen Ridge	3DM00606MEGAR
Nobel Active RP	Nobel Active RP	3DM00606NBLACTRPL
Nobel Replace NP	Nobel Replace NP Implant Direct Legacy piattaforma 3,5mm	3DM00606NBLRPLNP
Straumann 3.3 mm	Straumann Bone Level 3.3 mm	3DM00606STR33
Straumann 4.0 mm	Straumann Bone Level 4.0 mm	3DM00606STR40
Xive 3.4 mm	Dentsply Xive 3.4 mm	3DM00606XVE34
Xive 3.8/ 4.5 mm	Dentsply XiVE 3.8/ 4,5 mm	3DM00606XVE3845
Zimmer Screwent 3.7/ 4.1 mm	Zimmer (3.7/ 4.1 mm) MIS (3.8/ 4.2)	3DM00606ZIM





	<p>Leader (Conn. Interna) Bio Horizons 3.5mm Platform Alpha Bio (Conn. Interna) Tri Dental Implants (3.7/ 4.1/ 4.7 mm) Bio Implant Core (3.75 mm) Adin Noris iRes Dentaltech Jdental Care Evolution 3.7/ 4.3mm OsteoReady 3.75 mm</p>	
--	---	--

